

リブレについてご存知ですか？



糖尿病のある方の日常生活をサポートする持続グルコース測定（CGM）です。簡単に装着でき、グルコース値の1日の変化を把握できます。また、血糖トレンド（急上昇・急降下）を予想してアラーム設定も可能です。

ポイント

血糖値と持続グルコース測定はみている所が異なります



血糖値が安定しているとき

血糖値が安定しているときには、両方の測定結果にほとんど違いはありません。



血糖値が上昇しているとき

食後など、血糖値が上昇しているとき、間質液中グルコース値は血糖値より遅れて上昇します。



血糖値が下降しているとき

投薬後や運動後には、血糖値が下がった後、間質液中グルコース値は再び遅れて下降します。

食事摂取

血糖値上昇

間質液中のグルコース値上昇

(下降時も同様の順で数値下降)

この変動により自己血糖測定でみる値と持続グルコース測定でみる値が異なるのです。症状と測定値に解離がみられる場合や低血糖・高血糖を疑う場合、センサの不具合がみられる場合は**正確な血糖値を知る為に自己血糖測定が必要**となります。

リブレ実施については、主治医やかかりつけ医にお問い合わせ下さい。



イラスト出典FreeStyleリブレ - 糖尿病関連製品情報サイト | アボットジャパン



一般社団法人 菊池郡市医師会

菊池郡市医師会立病院 糖尿病センター

〒861-1306 熊本県菊池市大琳寺75番地3 TEL:0968-25-2191(代表) FAX:0968-24-5762(代表)